



Therapieoptimierung durch den IFX Schnelltest Therapeutisches Medikamenten-Monitoring (TDM)

Der Lateral Flow Test RIDA®QUICK IFX Monitoring ist ein schneller Point-of-Care Test, der die quantitative Bestimmung von Infliximab-Talspiegeln innerhalb von 20 Minuten ermöglicht. Dies erleichtert das Therapeutische Medikamenten-Monitoring in Krankenhäusern und Infusionszentren und hilft bei Entscheidungen zur Dosisanpassung.

RIDA®QUICK IFX Monitoring, Art. Nr. GN3041



- Schnelles und verlässliches Medikamenten-Monitoring von Infliximab (IFX, Remicade®) und seinen Biosimilars (Remsima® und Inflectra®)
- Quantitativer Lateral Flow Schnelltest
- 20 Minuten bis zum Testergebnis
- Hohe Korrelation zum RIDASCREEN® IFX Monitoring auf Grund identischer monoklonaler Antikörper (MA-IFX6B7)
- 25 Testkassetten pro Kit
- 2 Kontrollen als Zubehör verfügbar

Die präzise Auswertung des RIDA®QUICK IFX Monitoring erfolgt auf dem RIDA®QUICK SCAN II.

Um den Videoclip zum
RIDA®QUICK IFX Monitoring
zu sehen, scannen Sie bitte
den QR-Code



Produkte für das Therapeutische Medikamenten-Monitoring (TDM)

Infliximab Lateral Flow Schnelltest

Produkt	Beschreibung	Tests	Matrix	Art. Nr.
Lateral Flow Schnelltest und Zubehör				
Neu RIDA®QUICK IFX Monitoring	Immunchromatografischer Lateral Flow Schnelltest für die Quantifikation von Infliximab (IFX, Remicade®) und seinen Biosimilars Remsima® und Inflectra®	25	Serum/Plasma	GN3041
RIDA®QUICK IFX Monitoring Control Set	Positivkontrollen • erhältlich für GN3041			GP3041
RIDA®QUICK SCAN II - IVD SET	Lateral Flow Reader (IVD,CE) und 2D-Barcode-Scanner • zum Auslesen von GN3041			ZRQS2-KD-SET

ELISAs basierend auf den Testsystemen der KU Leuven, Belgien

Produkt	Beschreibung	Tests	Matrix	Art. Nr.
Enzymimmunoassays				
RIDASCREEN® IFX Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Infliximab (IFX, Remicade®) und seinen Biosimilars Remsima® und Inflectra®	96	Serum/Plasma	G09041
RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Antikörpern gegen Infliximab (IFX, Remicade®) und seinen Biosimilars Remsima® und Inflectra®	96	Serum/Plasma	G09042
RIDASCREEN® ADM Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Adalimumab (ADM)	96	Serum/Plasma	G09043
RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Antikörpern gegen Adalimumab (ADM)	96	Serum/Plasma	G09044
Neu RIDASCREEN® VDZ Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Vedolizumab (VDZ)	96	Serum/Plasma	G09045

Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.r-biopharm.com

R-Biopharm AG Kontakte:

Vertrieb:
Telefon: 0 61 51 - 81 02-0
Fax: 0 61 51 - 81 02-40
E-mail: info@r-biopharm.de

Auftragsbearbeitung:
Telefon: 0 61 51 - 81 02-0
Fax: 0 61 51 - 81 02-20
E-Mail: orders@r-biopharm.de