



# Ihr kompetenter Partner in der Gastroenterologie – R-Biopharm AG

ELISA mit diagnostischem Fokus auf:

## Krebsvorsorge

RIDASCREEN® Haemoglobin  
RIDASCREEN® Haemo-/Haptoglobin Complex

## Entzündliche Darmerkrankungen

RIDASCREEN® Calprotectin  
RIDASCREEN®  $\alpha_1$ -Antitrypsin  
RIDASCREEN® sIgA

**Haemoglobin and Haemo-/Haptoglobin Complex**  
Marker für das Darmkrebscreening. Eine Kombination beider Testparameter erhöht die Wahrscheinlichkeit Adenoma zu detektieren.

### Calprotectin

Marker für gastrointestinale Entzündungen. Wird für die Differentialdiagnose von CED und Reizdarmsyndrom angewendet, sowie für die Therapieüberwachung.

### $\alpha_1$ -Antitrypsin und sIgA

Indikatoren für die Integrität der Darmwand, relevant für die Überwachung und die Diagnose eines Leaky-Gut-Syndroms.

## Therapeutisches Medikamenten-Monitoring

RIDASCREEN® IFX Monitoring  
RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies  
RIDASCREEN® ADM Monitoring  
RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies  
RIDASCREEN® VDZ Monitoring  
RIDA®QUICK IFX Monitoring

## Pankreas-Diagnostik

Pankreas-Elastase-ELISA  
Pankrin® ELISA

**Therapeutisches Medikamenten-Monitoring (TDM)**  
TDM von Infliximab (IFX), dessen Biosimilars sowie Adalimumab (ADN) und Vedolizumab (VDZ) unterstützt die Therapieoptimierung bei gleichzeitiger Reduzierung der Behandlungskosten.

### Pankreatische Elastase und Pankrin

Marker für die Detektion einer Pankreasinsuffizienz und einer Pankreatitis.

### Zubehör:

#### Stuhlsammelröhrchen

Leichte, schnelle und saubere Probennahme von Stuhlproben.

Das gastroenterologische Produktportfolio von R-Biopharm dient der schnellen und einfachen Diagnose von Erkrankungen des Darms. Die ELISAs sind für Einzelarbeiten sowie für den mittleren und hohen Probendurchsatz auf automatisierten Lesegeräten geeignet.

## ELISA

Produkt	Beschreibung	Matrix	Tests	Art. Nr.
<b>Enzymimmunoassays</b>				
RIDASCREEN® Haemoglobin	Enzymimmunoassay zum Nachweis von Hämoglobin	Stuhl	96	G09030
RIDASCREEN® Haemo-/Haptoglobin Complex	Enzymimmunoassay zum Nachweis von Hämoglobin/Haptoglobin-Komplex	Stuhl	96	G09031
RIDASCREEN® α <sub>1</sub> -Antitrypsin	Enzymimmunoassay zum Nachweis von α <sub>1</sub> -Antitrypsin	Stuhl	96	G09034
RIDASCREEN® sIgA	Enzymimmunoassay zum Nachweis von sekretorischem IgA	Stuhl	96	G09035
RIDASCREEN® Calprotectin	Enzymimmunoassay zum Nachweis von Calprotectin	Stuhl	96	G09036
Pankreas-Elastase-ELISA	Enzymimmunoassay zum Nachweis von pankreatischer Elastase	Stuhl	96	G09038
Pankreas-Elastase-ELISA (SK15)	Enzymimmunoassay zum Nachweis von pankreatischer Elastase; zusätzlicher Standard (SK15)	Stuhl	96	G09040
Pankrin® ELISA	Enzymimmunoassay zum Nachweis von pankreatischer Elastase und weiteren pankreatischen Enzymen	Serum	96	G09039

## Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)

<b>Enzymimmunoassays</b>				
RIDASCREEN® IFX Monitoring	Enzymimmunoassay zum Nachweis von Infliximab und seinen Biosimilars	Serum/Plasma	96	G09041
RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies	Enzymimmunoassay zum Nachweis von Antikörpern gegen Infliximab und seinen Biosimilars	Serum/Plasma	96	G09042
RIDASCREEN® ADM Monitoring	Enzymimmunoassay zum Nachweis von Adalimumab	Serum/Plasma	96	G09043
RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies	Enzymimmunoassay zum Nachweis von Antikörpern gegen Adalimumab	Serum/Plasma	96	G09044
<b>Neu</b> RIDASCREEN® VDZ Monitoring	Enzymimmunoassay zum Nachweis von Vedolizumab	Serum/Plasma	96	G09045
<b>Schnelltest</b>				
<b>Neu</b> RIDA®QUICK IFX Monitoring	Immunochemotografischer Lateral Flow Schnelltest für die Quantifikation von Infliximab (IFX, Remicade®) und den Biosimilars Remsima® und Inflectra®	Serum/Plasma	25	GN3041

## Zubehör

<b>Neu</b> RIDA®TUBE	Für die Sammlung und Homogenisierung von Stuhlproben • Unbefüllt, für individuelle Anwendung nach interner Validierung		50	GZ3013
RIDA®TUBE Haemoglobin	Für die Sammlung und Homogenisierung von Stuhlproben • Nur zum Gebrauch mit RIDASCREEN® Haemoglobin G09030 und RIDASCREEN® Haemo-/Haptoglobin Complex G09031		50	GZ3012
<b>Neu</b> RIDA®TUBE Calprotectin	Für die Sammlung und Homogenisierung von Stuhlproben • Nur zum Gebrauch mit RIDASCREEN® Calprotectin G09036		50	GZ3016
Stuhlaufbereitungskit	Für die Sammlung und Homogenisierung von Stuhlproben • Nur zum Gebrauch mit Pankreas-Elastase-ELISA G09038 und G09040		45	GZ3008
RIDA®QUICK SCAN II	Lateral Flow Reader – zum Auslesen des GN3041			ZRQS2-KD
<b>Neu</b> RIDA®QUICK IFX Monitoring Control Set	Positivkontrollen – erhältlich für GN3041			GP3041

## R-Biopharm AG Kontakte:

**Vertrieb:**  
 Telefon: 0 61 51 - 81 02-0  
 Fax: 0 61 51 - 81 02-40  
 E-mail: [info@r-biopharm.de](mailto:info@r-biopharm.de)

**Auftragsbearbeitung:**  
 Telefon: 0 61 51 - 81 02-0  
 Fax: 0 61 51 - 81 02-20  
 E-Mail: [orders@r-biopharm.de](mailto:orders@r-biopharm.de)