

# Schnelle Diagnostik mit RIDA®QUICK

Zuverlässige immunchromatographische Test-Lösungen zur Infektionsdiagnostik



**Zuverlässig:**  
Gebrauchsfertiges  
Kontrollmaterial für  
jeden Parameter



**Sensitiv:**  
Nicht-invasiver Nach-  
weis der häufigsten  
enteropathogenen  
Erreger



**Schnell:**  
Ergebnisse innerhalb von  
30 Minuten

Mehr Informationen:



<https://r-b.io/y>

# RIDA®QUICK

## Schnelltest Portfolio

Für die Diagnostik der häufigsten Enteropathogenen bieten wir ein umfassendes Portfolio von immunchromatographischen Schnelltests an.

### Ihre Vorteile

**Einfach:**

Gebrauchsfertige Reagenzien

**Robust:**

Lagerung über einen großen Temperaturbereich


**Sicher:**

Integrierte Kontrolllinie

**Praktisch:**

Einzel entnehmbare Bestimmungen

### Antigennachweise und zugehörige Kontrollen

**Bakterien**


Campylobacter  
Clostridium difficile GDH  
Clostridium difficile Toxin A/B  
Helicobacter

**Viren**

Norovirus (GI/GII)  
Rotavirus  
Adenovirus

**Parasiten**

Cryptosporidium  
Giardia  
Entamoeba



## Nachweisformate



Farbige Differenzierung der Kontroll- und Testlinie



Farbige Differenzierung verschiedener Erreger



### Farbige Latexpartikel



### Kolloidale Goldpartikel



Komplettes Equipment für ortsunabhängige Probestestung



Farbige Differenzierung der Parameter

## Testformate

### Mono

- Campylobacter
- Clostridium difficile GDH
- Clostridium difficile Toxin A/B
- Helicobacter
- Rotavirus
- Norovirus (GI/GII)
- Giardia
- Cryptosporidium
- Entamoeba

### Duplex

- Rotavirus/Adenovirus
- Cryptosporidium/Giardia

### Triple

- Rotavirus/Adenovirus/Norovirus (GI/GII)
- Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba

# Bestellinformation

Produkt	Tests	Art. Nr.
<b>Bakterien</b>		
RIDA®QUICK Campylobacter	25	N2403
RIDA®QUICK Clostridium difficile GDH	25	N0703
RIDA®QUICK Clostridium difficile Toxin A/B	25	N0803
RIDA®QUICK Helicobacter	25	N2303
<b>Viren</b>		
RIDA®QUICK Norovirus	25	N1402
RIDA®QUICK Rotavirus	20	N0903
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi	20	N1003
RIDA®QUICK Rota/Adeno/Noro Combi	20	N1903
<b>Parasiten</b>		
RIDA®QUICK Giardia	20	N1103
RIDA®QUICK Cryptosporidium/Giardia Combi	20	N1123
RIDA®QUICK Cryptosporidium	20	N1203
RIDA®QUICK Entamoeba	20	N1703
RIDA®QUICK Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba Combi	20	N1723

Produkt	Art. Nr.
<b>Kontrollen</b>	
RIDA®QUICK Campylobacter Control	NP2404
RIDA®QUICK Clostridium difficile GDH Control	NP0704
RIDA®QUICK Clostridium difficile Toxin A/B Control	NP0804
RIDA®QUICK Helicobacter Control	NP2304
RIDA®QUICK Norovirus Control	NP1404
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi Control	NP1904
RIDA®QUICK Parasite Control (Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba)	NP1704
<b>Zubehör</b>	
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent	ZN1004



Sind Sie bereit, Ihre Diagnostik mit den RIDA®QUICK Schnelltests zu ergänzen?  
Sprechen Sie uns über [info@r-biopharm.de](mailto:info@r-biopharm.de) an.