



## Therapieoptimierung durch TDM-Schnelltests Therapeutisches Medikamenten-Monitoring (TDM)

Die Lateral-Flow-Tests RIDA®QUICK IFX Monitoring und RIDA®QUICK ADM Monitoring sind Schnelltests, die die quantitative Bestimmung von Infliximab- und Adalimumab-Talspiegeln innerhalb von 20 Minuten ermöglichen. Dies erleichtert das Therapeutische Medikamenten-Monitoring in Krankenhäusern und Infusionszentren und hilft bei Entscheidungen zur Dosisanpassung.

### RIDA®QUICK IFX Monitoring, Art. Nr. GN3041



- Schnelles und verlässliches Medikamenten-Monitoring von Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars sowie von Adalimumab (ADM)
- Quantitative Lateral-Flow-Schnelltests
- 20 Minuten bis zum Testergebnis
- Hohe Korrelation zum RIDASCREEN® IFX Monitoring und RIDASCREEN® ADM Monitoring auf Grund identischer monoklonaler Antikörper (MA-IFX6B7 bzw. MA-ADM40D8)
- 25 Testkassetten pro Kit
- 2 Kontrollen als Zubehör verfügbar

Die präzise Auswertung des RIDA®QUICK IFX Monitoring und des RIDA®QUICK ADM Monitoring erfolgt auf dem RIDA®QUICK SCAN II.

Um den Videoclip zum RIDA®QUICK IFX Monitoring zu sehen, scannen Sie bitte den QR-Code (<https://clinical.r-biopharm.com/de/produkte/ridaquick-ifx-monitoring-2/>)



## Produkte für das Therapeutische Medikamenten-Monitoring (TDM)

### Lateral Flow Schnelltests

Produkt	Beschreibung	Tests	Matrix	Art. Nr.
<b>Lateral-Flow-Schnelltest und Zubehör</b>				
RIDA®QUICK IFX Monitoring	Immunochemotographischer Lateral-Flow-Schnelltest zum quantitativen Nachweis von Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars	25	Serum/Plasma	GN3041
RIDA®QUICK ADM Monitoring	Immunochemotographischer Lateral-Flow-Schnelltest zum quantitativen Nachweis von Adalimumab (ADM)	25	Serum/Plasma	GN3043
RIDA®QUICK IFX Monitoring Control Set	Positivkontrollen • erhältlich für GN3041			GP3041
RIDA®QUICK ADM Monitoring Control Set	Positivkontrollen • erhältlich für GN3043			GP3043
RIDA®QUICK SCAN II - IVD SET	Lateral-Flow-Reader (CE-IVD) und 2D-Barcode-Scanner • zum Auslesen von GN3041 und GN3043			ZRQS2-KD-SET

### ELISAs basierend auf den Testsystemen der KU Leuven, Belgien

<b>Enzymimmunoassays</b>				
RIDASCREEN® IFX Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars	96	Serum/Plasma	G09041
RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Antikörpern gegen Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars	96	Serum/Plasma	G09042
RIDASCREEN® ADM Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Adalimumab (ADM)	96	Serum/Plasma	G09043
RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Antikörpern gegen Adalimumab (ADM)	96	Serum/Plasma	G09044
RIDASCREEN® VDZ Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Vedolizumab (VDZ)	96	Serum/Plasma	G09045
RIDASCREEN® GLM Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Golimumab (GLM)	96	Serum/Plasma	G09047
<b>Neu</b> RIDASCREEN® UST Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Ustekinumab (UST)	96	Serum/Plasma	G09049

Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten:

#### R-Biopharm Kontakte:

Vertrieb:  
Telefon: 0 61 51 - 81 02-0  
Fax: 0 61 51 - 81 02-40  
E-mail: [info@r-biopharm.de](mailto:info@r-biopharm.de)

Auftragsbearbeitung:  
Telefon: 0 61 51 - 81 02-0  
Fax: 0 61 51 - 81 02-20  
E-Mail: [orders@r-biopharm.de](mailto:orders@r-biopharm.de)